

Kunde:	Hersteller und Lieferant:
Telefonnummer	gke GmbH Auf der Lind 10 65529 Waldems Telefon: 06126 9432-0

gke Steri-Record® Bowie-Dick-Simulationstest

BDS-Test zur Überprüfung von Luftentfernung und Dampfdurchdringung vor Betriebsbeginn, wenn solide Instrumente, poröse Güter und komplexe Hohlkörper im Routinebetrieb sterilisiert werden.

Europäischer Bowie-Dick-Simulationstest inklusive Helix-Test Luftentfernungs- und Dampfdurchdringungstest (Bowie-Dick-Test), Typ 2 Indikator nach DIN EN ISO 11140-1, validiert nach der Testmethode gemäß DIN EN ISO 11140-4 mit Referenz Wäschepaket gemäß EN 285 und Hohlkörpertest, der die Anforderung der EN 867-5 übererfüllt.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Einzelpreis netto*	Gesamtpreis netto*
211-150	C-S-BDS-EUH-RCPCD-KIT 1 BDS-Prüfkörper (Farbe: blau, rund), + 100 integrierende Indikatorstreifen			
211-151	C-S-BDS-EUH-RCPCD 1 BDS-Prüfkörper (Farbe: blau, rund) ohne Indikatorstreifen			
211-112	C-S-BDS-SV1 Nachfüllpack Indikationsstreifen inkl. Dichtungssatz, 250 Stück			
211-115	C-S-BDS-SV1 Nachfüllpack Indikationsstreifen inkl. Dichtungssatz, 500 Stück			

Ersatzteile für alle gke-Bowie-Dick-Simulationstests

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Einzelpreis netto*	Gesamtpreis netto*
211-107	Ersatz-Tefloneinsatz (VE 5 St.) zur Aufnahme des Indikatorstreifens " alte Version " in Ersatz-Edelstahl-Kunststoff-Schraubkappe (mit M10x1 Gewinde)			
211-117	Ersatz-Tefloneinsatz (VE 5 St.) zur Aufnahme des Indikatorstreifens " aktuelle Version " in Ersatz-Edelstahl-Kunststoff-Schraubkappe (mit M12x1 Gewinde)			
200-113	Ersatz-Edelstahl-Kunststoff-Schraubkappe (mit M10x1 Gewinde) mit Dichtungsring " alte Version "			
200-111	Ersatz-Edelstahl-Kunststoff-Schraubkappe (mit M12x1 Gewinde) mit Dichtungsring " aktuelle Version "			

Container-Siegel-Plombe

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Anzahl	Einzelpreis netto*	Gesamtpreis netto*
211-362	Container-Plombe aus Papier, Menge: 1008 C-S-L-1-CS, selbstklebend, mit Indikator-Pin 75 x 3,5 mm			

*Die angegebenen Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Stand: 01.01.2022

Mit Ihrer Unterschrift bestellen Sie die oben aufgeführten Leistungen. **Rechnungsstellung und Lieferung** erfolgen durch **gke**.

Ort/Datum

Unterschrift/Stempel